

BRUGSANVISNING

Somna Kædetæppe™

Find ro med Kædetæppet™. Kæderne i de langsgående kanaler former tæppet tæt om kroppen og giver et behageligt tryk og tyngde mod kroppen.

Kædetæppet™ har samme egenskaber som Kædedynen™, men er udviklet til primært at blive brugt om dagen. Kædetæppets funktion er baseret på videnskabelige studier om tyngdens beroligende virkning.

Kædetæppet™ har en unik 2-i-1-funktion, en kædeside og en polstret side. Når kæderne er vendt mod kroppen, får man et punkttryk, dvs. en større taktil stimulering af huden. Det er individuelt, hvilken side man vælger.

Kædetæppet™ er fremstillet i slidstærkt stof i en praktisk, mørkegrå farve.

TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER

- Psykiske lidelser, fx. Uro och Angst.
- Neuropsykiatriske diagnoser (ADHD, ADD, Aspergers syndrom, Autisme og Tourettes syndrom)
- Demens tilstande
- Hjerneskade
- Søvnproblemer
- Spasticitet
- Neurologiske lidelser
- Spiseforstyrrelser
- Motorisk uro
- Koncentrationproblemer

VÆGT OG STØRRELSE

- 4 kg Mål ca.: 125 x 70 cm
- 5 kg Mål ca.: 205 x 70 cm
- 7 kg Mål ca.: 205 x 70 cm

Anvendelse

Tæppet kan anvendes i forskellige situationer.



På arbejde



På rejse



Udendørs



I sofaen

Tæppet kan anvendes på flere måder.



Kædetæppet™ kan foldes, så det passer i f.eks. en kørestol eller en lænestol.



Afhængig af hvordan du folder tæppet, opleves trykket mod kroppen forskelligt.



1



2

1 Lad tæppet ligge ufoldet mod kroppen for at få et let og behageligt tryk.

2 Eller fold tæppet, så det bliver lille og kompakt, for at få et mere intensivt tryk.

VASKEANVISNING



Kædetæppet™ skal altid vaskes i den medfølgende vaskepose.



Kædetæppet™ vaskes ved maks. 60 °C – på skåneprogram.



Rekonditionering kan udføres ved 70 °C.



Tåler ikke blegemiddel.



Tåler ikke strykning.



Kemisk rens: Anvend ikke væsker, der er stærkere end perkloretylen.



Tåler ikke tørretumbling. Tørrer hurtigt når det hangetørres.

PRODUKTINFORMATION



Kædetæppet™ er fremstillet i flammehæmmende materiale og opfylder kravene i standard SS-EN ISO 12952-1:2010.



Patenteret.



Kædetæppet™ er et svensk produkt.

Fremstillet i Stenkullen, Sverige.



Kædetæppet™ er CE-mærket.

ADVARSEL

Kombinationen af et tungt tæppe og en svag lungekapalet hos brugeren kan medføre, at respirationen bliver forringet. Overvåg derfor anvendelse af tæppet hos brugere, hvor denne risiko kan være aktuel. Vær opmærksom på risikoen for at falde, hvis tæppet ligger på gulvet.

Tæppet indeholder kæder af stål. Hvis brugeren har indopererede effekter, som eventuelt kan blive påvirket af metalindholdet, bør brug af Kædetæppet drøftes med den ansvarlige læge.

Hvis tæppet kommer til at ligge oven på en rullestols manøvreringsudstyr, eller forhindrer hjulenes bevægelse, kan det medføre en risiko.

Ved tvivl eller spørgsmål, kontakt den danske forhandler af kædeprodukter:



ZiboCare

ZiboCare A/S, Præstemarksvej 67, 8700 Horsens
post@zibocare.dk



20160429