

Pro-care Auto Pediatric

Trykaflastende børnemadrass – med selvindstillende pumpe

Pro-care Auto Pediatric er udviklet specielt til børn. Madrassen er en dynamisk trykaflastende hel-madrass med en lydsvag pumpe, som automatisk tilpaser sig barnets vægt og lejrning. Madrassen består af mange mindre og støjsvage luftceller, som giver barnet ekstra støtte og komfort.



Udfordring: Tryksår er smertefulde - men de kan forebygges. Det kræver dog hyppige vendinger og forflytninger, som påvirker barnets velvære. Det er både tidskrævende og hårdt fysisk arbejde for plejepersonalet.

Opbygning

Madrassen består af 24/26 luftceller, der hver er 5,8 cm brede. Alle celler kan udskiftes enkeltvis.

Brugertilpasset tryk

Madrassen indstiller automatisk trykket efter barnets vægt og lejrning. Pumpen kører i en cyklus, som skiftevis øger og letter trykket. Pumpen kan også indstille trykket til statisk, lige som det er muligt at indstille madrassen til siddefunktion.

Hælfunktion

De nederste 5 celler kan kobles fra slangesystemet, så der dannes O-tryk under barnets hæle.

Flere cyklustider og terapiformer

Madrassen har variable cyklustider: 10, 15, 20 og 25 min, så barnet kan få ro om natten. Med de tre terapiformer: vekseltryk, lavt vekseltryk og konstant lavt tryk er madrassen ideel til alle brugere.

Autofirm-funktion

Funktionen Autofirm gør madrassen helt fast ved fx pleje og forflytninger. Autofirm slår automatisk fra efter 20 min.

Betræk til optimal hygiejne

Betrækket er vandtæt, strækbart og åndbart, og fastgøres med lynlås på alle 4 sider af madrassen.

Kontakt vores specialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om mulighederne, brugen og effekten af Pro-care Auto Pediatric.

Pro-care Auto Pediatric

Trykaflastende børnemadrass – med selvindstillende pumpe

Pro-care Auto Pediatric er en dynamisk trykaflastende madrass med en lydsvag pumpe, som automatisk tilpasser sig barnets vægt og lejrning. Antallet og størrelsen på luftcellerne er tilpasset børn.



Udviklet specielt til børn

Antallet og størrelsen på madrassens luftceller er specielt tilpasset børns størrelse, hvilket øger sikkerheden for de mindre patienter.

Hælaflastning

Madrassens nederste 5 celler kan nemt kobles fra slangesystemet, så der laves O-tryk under hælene.

Nem vedligeholdelse og reparation

Luftcellerne kan udskiftes individuelt, hvilket gør det lettere at vedligeholde og reparere madrassen.

Automatisk tilpasning

Den automatiske pumpe indstiller selv trykket efter barnets vægt og lejrning. Pumpen har flere cyklustider og forskellige terapiformer.

Lydsvag pumpe med nem betjening

Pumpen har et lavt støjniveau, som giver mere ro på stuen. Det intuitive betjeningspanel gør pumpen nem at bruge. Pumpen har desuden topbetjening, så det er let tilgængeligt for personalet.

Dynamisk luftmadrass til børn

Kliniske egenskaber

Optimal trykfordeling og trykaflastning med flere behandlingsvalg: vekseltryk, lavt vekseltryk og konstant lavt tryk. Reducerer varme og fugt. Indbygget hælfunktion. Tværgående luftceller yder maksimal stabilitet og komfort.

Pro-care Auto Pediatric er ideel til bl.a.

Behandling af grad 1-4 trykskader, forebyggelse til højrisikobrugerne, børn der ikke kan/vil repositionere sig selv, smerteplagede børn, sensitive børn.

Pro-care Auto Pediatric fås i flere udgaver:

65x140 cm

HMI nr.: 128359

70x140 cm

HMI nr.: 128362

65x150 cm

HMI nr.: 128365

70x150 cm

HMI nr.: 128368

Brugervægt: 5-95 kg

Madrassvægt: 9,5 kg

Sammensætning: 24/26 støjsvage TPU-celler

Betræk: PU inkontinensbetræk

Pumpevægt: 3,8 kg

Pumpemål: 20,5x34x13,5 cm

Indstillinger: 1-2 cyklus m. intervaller på 10, 15, 20 og 25 min

Rengøring: Madrassen tørres af i sæbevand og desinfektionsmidler. Pumpen desinficeres med gængse rengørings- og desinfektionsmidler på en klud. Betrækket kan vaskes ved max 95 grader.