

BRUGSANVISNING

Somna Kædedyne[®]

Find ro og oplev bedre søvnkvalitet med Kædedynen[®]. Kæderne i de langsgående kanaler gør, at Kædedynen[®] falder tæt til kroppen. Tyngden og de taktile stimuli fra kæderne giver en følelse af, at være omsluttet med et behageligt, dybt tryk. Dette skaber øget kropsafgrænsning, mere tryghed og ro – og dermed bedre søvnkvalitet.

TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER:

- Neuropsykiatriske diagnoser (F.eks. ADHD, ADD, Aspergers syndrom, autisme og Tourettes syndrom).
- Psykisk ubalance
- Demens tilstande
- Hjerneskade
- Søvnproblemer
- Spasticitet
- Neurologiske lidelser

- Uro, angst og "tankemylder"
- Spiseforstyrrelser
- Motorisk uro og ufrivillige bevægelser
- Generel nedsat trivsel og nedsat overskud

VARIANTER

Voksen ca:

- 4 kg • 6 kg • 8 kg
- 10 kg • 12 kg • 14 kg

Mål ca: 202 x 140 cm

Junior ca:

- 3,4 kg • 5 kg Mål ca: 125 x 105 cm

Baby ca:

- 1,5 kg Mål ca: 105 x 70 cm

TILBEHØR

- Dynebetræk, inkontinens
- Dynebetræk, bomuld
- Vaskepose, medfølger v/køb
- Transporttaske, medfølger v/køb



Kædedynen® former sig efter kroppen og ligger således tæt omkring kroppen.

Anvendelse

Kædedynen® har en unik 2-i-1-funktion, idet Kædedynen® har 2 forskellige sider: En blød, polstret side samt en side med knap så meget polstring, hvor der taktile stimuli fra kæderne opleves kraftigst. Hvilken side man foretrækker vil være individuelt, så man bør prøve sig frem. Man kan således graduere og variere stimuli efter behov.

Brug Kædedynen® som almindelig dyne om natten og evt. som beroligende og afstressende tæppe om dagen, i sofa eller hvilestol, hvor dynen kan lægges dobbelt og give en behaglig ro og samling på kroppen.



Polstret side



Kædeside



Hvile i dagtimerne

Kædedynen® er fremstillet så den er både åndbar og behagelig, året rundt. Synes man den er for kold evt. i de kølige vinternætter, kan den sagtens kombineres med en almindelig dyne eller et tæppe.

Kædedynen® anvendes blot som almindelig dyne og anvendes i almindeligt dynebetræk, evt. hygiejnebetræk/inkontinensbetræk, ved behov.

Kædedynen® findes på Hjælpe-middelbasen.

VASKEANVISNING



Kædedynen® skal altid vaskes i den medfølgende vaskepose.



Kædedynen® tåler ikke blegemiddel.



Kædedynen® vaskes ved max 60 grader på skåneprogram.



Kædedynen® tåler ikke stryging.



Kædedyner® med lynlås er delbare. Disse kan vaskes ad 2 omgange, hvis maskinens kapacitet er begrænset.



Kædedynen® tåler ikke kemisk rens. Der må ikke anvendes stærkere vaskemidler end perkloretylen.



Reconditionering kan udføres ved 70 grader.



Kædedynen® må ikke tørretumbles. Den tørrer hurtigt når den hængetørres.

PRODUKTINFORMATION



Kædedynen® er fremstillet i Trevira CS, som er et brand- og flammehæmmende materiale. Dette opfylder kravene i Standard NT Fire 037.



Kædedynen® er patenteret.



Kædedynen® er et svensk produkt.



Kædedynen® er CE-godkendt.

Fremstillet i Stenkullen, Sverige.

ADVARSEL

Ved nedsat hjerte- og lungefunktion bør anvendelse af Kædedyne® drøftes med egen læge inden brug.

Vær opmærksom på risiko for faldulykke, hvis Kædedynen® ligger på gulvet.

Ved indopererede effekter i kroppen, bør brug af Kædedyne® drøftes med egen læge inden brug.

Ved tvivl eller spørgsmål, kontakt den danske forhandler af kædeprodukter:



ZiboCare

ZiboCare A/S, Præstemarksvej 67, 8700 Horsens
post@zibocare.dk



20160429