

Evario

Pålidelig hygiejne og nem betjening

Det intelligente modulære system gør Evario hospitalssengen velegnet til alle typer af sengeafdelinger. Senen er desuden optimeret til at gå i vaskehal.



Sengehest med kantbeskyttelse
¾ sengehest med kantbeskyttelse med integreret åbne/lukke mekanisme. Grundet sikkerhed er der ikke sprosser på sengehesten.



Nem betjening
Nem indstilling af forskellige sengepositioner med det intuitive LCD-håndsæt.



Mulighed for aktivering af hjul
Det er muligt at aktivere retningshjulene hurtigt for sikker og lige styring af senen.



Optimeret til vaskehal

Alle versioner af Evario senen er maskinvaskbare, og specielt designet til automatiske sengevaskere/vasketunneller. Senen er særlig godt beskyttet mod fugt og tåler mange flere vaskecyklusser end normale senge.



Plastbremsearm med farve markering
Let og overskuelig oversigt for hvornår bremsen er aktiveret.

Lithium-ion-batteri

Batteriet muliggør et stort antal cyklusser og skal udskiftes mindre ofte end andre typer batterier. Det er placeret under ryggen og er således let at nå i forbindelse med vedligeholdelse eller reparation.

Evario Plejeseng - til alle typer af sengeafdelinger

Sikker manøvrering

Hospitalssenge er udfordrende at manøvrere i smalle værelser og korridorer. Evarios design sørger for at dette bliver sikkert og nemt, på grund af muligheden for at aktivere og retningsstyre hjulene.

Funktionel og fleksibel

Med sit store højdejusteringsområde fra 35 til 91 cm kan Evario altid bringes til en ergonomisk position, til glæde for både patienten og plejepersonalet.

Teknisk data:

Max. lasteevne: 250 kg

Sengeforlængelse: 28 cm

Sengehest højde: 35 - 91 cm