



Tekniske data

Varenr.: 63000000



GeoMatt hovedpude

Til maksimal trykaflastning og shear nedsættelse

Velegnet mod øresår eller øm og sensibel hud eksempelvis på baghovedet.

Patenteret og dokumentérbar effekt

GeoMatt er af en hel speciel opbygning med henblik på maksimal trykaflastning og shear nedsættelse. GeoMatt hovedpude er ergonomisk udformet i det patenterede og dokumenterbare effektive trykaflastningsmateriale GeoMatt, som kendes fra madrassen Trykvogteren.

Individuelle underskårne celler

I modsætning til flade celler eller æggebakke systemer, tillader GeoMatts individuelle underskårne celler, at overfladen kan deformeres og tilpasse sig forskellige kropskonturer. Dermed udignes træk og trykkræfter mere effektivt. Luftcelle tunnellerne borttransporterer varme og fugt fra kroppen og hjælper med til at deformere materialet til optimal trykaflastning.

Specielt multistrækbart betræk

GeoMatt puden er forsynet med Soft Skin, som er et helt specielt multistrækbart og ultra tyndt flammehæmmende betræk, der beskytter mod fugtgennemtrængning.

Ideél med ValuTurn pudebetræk

Puden er ideel i kombination med ValuTurn hovedpudebetræk. Den friktionsnedsættende glatte side vender opad og beskytter sarte ører og hud mod shear, mens bomuldssiden sørger for at puden ligger fast.

Rengøring

Aftørres med hårdt opvreden klud. Tåler ikke maskinvask eller nedsænkning i vand.

Materiale	GeoMatt Polyurethanskum
GeoMatt	Patenteret struktur