

Tekniske data

Junior

3 Kg | 100x140 cm

HMI nr.: 55706

Varenr.: KD 600540

5 Kg | 100x140 cm

HMI nr.: 69444

Varenr.: KD 600541

Voksen

4 Kg | 140x200 cm

HMI nr.: 55701

Varenr.: KD 600510

6 Kg | 140x200 cm

HMI nr.: 79275

Varenr.: KD 600537

8 Kg | 140x200 cm

HMI nr.: 55703

Varenr.: KD 600530

10 Kg | 140x200 cm

HMI nr.: 55704

Varenr.: KD 600535

12 Kg | 140x200 cm

HMI nr.: 73036

Varenr.: KD 600536

14 Kg | 140x200 cm

HMI nr.: 100896

Varenr.: KD600561

Kædedyne® er CE-mærket. Patenteret.



Kædedyne®

Beroligende og kropsafgrænsende sansestimuli

Kædedynen er en sansestimulerende tyngdedyne, syet i lange kanaler, hvori der ligger kæder. Kæderne stimulerer til ro, tryghed og kropsafgrænsning. Dermed opnås hurtigere indsovning og færre opvågninger. Kæderne er fastgjorte i kanalernes ender, hvilket gør dynen lydløs ved brug. Kædedynen er åndbar og håndtérbar og findes i adskillige varianter. Kæderne er coated stål og tekstilmaterialet er Trevira; brand- og flammehæmmende. Kædedynens smalle kanaler gør, at dynen falder tæt omkring kroppen.

Vendbar for forskellige grader af stimuli

Da den ene side er mere polstret end den anden, giver det brugeren mulighed for to forskellige grader af taktile og proprioceptive stimuli i én og samme dyne.

Kædedyne® Sensitive – ekstra polstret

Ønsker man en blødere kædedyne, med større forskel på de to sider end i denne variant, anbefales kædedyne® Sensitive. Den har dobbelt så meget polstring på kædedynens polstrede side, sammenlignet med den almindelige Kædedyne®.

Anvendelsesmuligheder

- Søvnproblemer – f.eks. forårsaget af stress
- Psykiske lidelser – f.eks. depression, angst, skizofreni, spiseforstyrrelser
- Neurologiske lidelser – f.eks. demenssygdomme

- Udviklingsforstyrrelser – f.eks. autisme, Aspergers syndrom
- Opmærksomhedsforstyrrelser – f.eks. ADHD, ADD

Vaskeanvisning

Kædedynen kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60 grader på skåneprogram, ilagt den medfølgende vaskepose. De tungeste varianter er delbare. Der kan købes hygiejnebetæk, som kan vaskes ved 90 grader.

Leveres med både vaskepose og transporttaske.

Ved anvendelse til suicidale og retsanbragte patienter, kan ekstra sikret variant af kædedyne anvendes.

Tilbehør

**Hygiejnebetæk
m/ lynlås på 3 sider**

Junior

HMI nr.: 81534

Varenr.: KD 700411

Voksen

HMI nr.: 81535

Varenr.: KD 600410

**Bomuldsbetæk
m/ lynlås på 3 sider**

Voksen

Varenr.: KD 600466