



ZiboCare

Tekniske data

42x42x8 cm

HMI nr.: 109855

Varenr.: 04.295PX

46x45x8 cm

HMI nr.: 110021

Varenr.: 04.235PX

50x45x8 cm

HMI nr.: 110024

Varenr.: 04.299PX



Kalli HR

Anatomisk udformet skumpude

Skumpuden egner sig til brugere, som har brug for en anatomisk udformning, for at opnå en korrekt sidestilling i deres stol eller evt. kørestol. Den anatomiske udformning af puden tilpasser sig brugeren. Det hindrer dermed tryksår i at opstå pga. dårlig positionering af ben og bækken.

Egenskaber

- Anatomisk udformning.
- Anbefales fra lav til medium risiko.
- Minimerer risikoen for deformation.
- God løsning til øget siddekomfort.
- Forebygger risikoen for tryksår.
- Høj komfort.

Brugervægt	40-120 kg
Opbygning	Puden er opbygget af 37 kg/m ³ HR-skum
Betræk	Multistrækbart, åndbart og vaskbart inkontinensbetræk
Størrelser	Fås i forskellige størrelser, som passer til de mest gængse kørestole