



Tekniske data

85x210x12 cm
HMI nr.: 85469
Varenr.: OPUS5SKUM



Opus 5 Skum

Tryksårsforebyggelse med Opus 5 sengen

Opus 5 Skum er en special udviklet skummadras med en fast bund og en fleksibel opskåret trykaflastende top. Opus 5 Skum leveres med et specialudviklet inkontinensbetræk med bespædinger, der sikrer optimal samspil med sengens funktioner.

Unikke funktioner – kip, sidde- og stå-ud-funktion

Netop samspil mellem seng og madras giver mulighed for optimal tryksårsforebyggelse og behandling. Opus 5 sengens unikke funktioner som kip, sidde- og stå-ud-funktion virker således optimalt med Opus 5 Skum madrassen. I den siddende funktion sikrer madrassen, at borgeren sidder stabilt i både spisestilling og TV-stilling og ikke glider ned i sengen og dermed får shear og friktion.

Stabilitet til borgerne

Den specialopskårne skumtop giver stabilitet, så borgerne kan flytte sig, skifte stilling og stige ud og ind i sengen uden problemer. Endvidere sikrer skummets komposition og design optimal trykfordeling.

Nem håndtering

Opus 5 Skum er tydelig mærket med hoved- og fodende, så der ikke sker fejl ifm ilægning af madrassen. Madrassens betræk lukkes med lynlås på alle 4 sider og fastgøres til sengebunden som vist i den enkle brugervejledning.

Forebyggende og behandlende

Opus 5 Skum kan anvendes forebyggende og behandlende i sårkategori 1 og 2. Til højere sårkategorier og mere stærkt smerteramte og/eller svedende brugere anbefales Zibo Athene's Opus 5 Stimulite madras.

Brugervægt	Max 130 kg
Madrasmvægt	10 kg
Rengøring	Madrassen rengøres ved at desinficere betrækket, Hvis betrækket er meget urent vaskes det i maskine.