



ZiboCare

Tekniske data

Brugervægt 40-90 kg

42x42x7 cm

HMI nr.: 109856

Varenr.: 17.17266

Brugervægt 90-220 kg

55x55x10 cm

HMI nr.: 110036

Varenr.: 17.221

46x45x7 cm

HMI nr.: 110027

Varenr.: 17.17276

55x50x10 cm

HMI nr.: 110039

Varenr.: 17.224

46x40x7 cm

HMI nr.: 110030

Varenr.: 17.17277

60x50x10 cm

HMI nr.: 110042

Varenr.: 17.225

50x45x7 cm

HMI nr.: 110033

Varenr.: 17.17280



PRIMA FORM

Velegnet til brugeren med en vis mobilitet

Denne pude er egnet til brugere, der ikke har udfordringer med at repositionere sig i deres stol. Tilpasser sig brugerens kropsbygning ved nedsænkning af halebenet og ischias området.

Egenskaber

- God nedsænkning i puden.
- Anbefales fra lav til medium risiko.
- Forbygger tryksår.
- Stabiliserer bækkenet og heraf øger komfort.
- Høj komfort.

Brugervægt

40-90 kg/90-220 kg

Opbygning

Puden er opbygget af 80kg/m³ memory skum/viskoelastisk skum

Betræk

Åndbart og vaskbart inkontinensbetræk

Størrelser

Fås i forskellige størrelser, som passer til de mest gængse kørestole