

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskår

35x41x3,8x7x6 cm HMI nr.: 38787 Varenr.: SM1416	46x51x3,8x7x6 cm HMI nr.: 31351 Varenr.: SM1820
41x41x3,8x7x6 cm HMI nr.: 31347 Varenr.: SM1616	51x46x3,8x7x6 cm HMI nr.: 53285 Varenr.: SM2018
41x46x3,8x7x6 cm HMI nr.: 31348 Varenr.: SM1618	51x51x3,8x7x6 cm HMI nr.: 31352 Varenr.: SM2020
41x56x3,8x7x6 cm HMI nr.: 101033 Varenr.: SM1620	
46x41x3,8x7x6 cm HMI nr.: 31349 Varenr.: SM1816	
46x46x3,8x7x6 cm HMI nr.: 31350 Varenr.: SM1818	



Stimulite® Slimline pude

Anatomisk konturformet siddepude

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1 og 2 og anbefales især til brugere, der har behov for hjælp til balancen og stabilitet i siddestillingen.

Materiale

Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse.

Perfekt siddestilling

Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 100 kg
Vægt	1,5 kg