

Balanze kædedyne

Afslapning og bedre søvnkvalitet med stimulerende tyngde

Balanze er en tyngde- og taktile dyne med kæder syet ind i kanaler på langs af dynen. Den stimulerer kroppens sensoriske og taktile nerveimpulser. Balanze dynen er et enkelt, ikke-medicinsk hjælpemiddel, som kan virke beroligende og forbedre søvnkvaliteten.



Udfordring: Søvnproblemer er et af de hyppigste og mest generende problemer blandt befolkningen og er en væsentlig årsag til bl.a. dårlig trivsel, stress-symptomer og medicinering.

Til mennesker med og uden diagnoser

Balanze dynen er et ikke-medicinsk hjælpemiddel, der kan bruges til at stimulere sensoriske og taktile nerveimpulser. Balanze anvendes som en almindelig dyne i et almindeligt dynebetræk. Både mennesker med og uden diagnoser kan have gavn af dynen.

Kæderne er syet ind i dynen i kanaler på langs af dynen, som gør, at den lægger sig tæt rundt om kroppen og giver en følelse af tryghed.

Vendbar for forskellige grader af stimuli

Balanze dynen har to forskellige sider for varierende stimuli. Dynens ene side er blød og polstret, hvor den anden side er uden polstring, som giver

kraftigere stimuli fra kæderne.

Ekstra komfort i top og bund

De yderste 20 cm i dynens top og bund er bløde og er helt fri for kæder. Det giver brugeren ekstra komfort, hvis man ønsker at kramme dynen, eller hvis man føler sig generet af tyngden oven på sine fødder og tæer.

Hjælper med at skabe ro og balance

Kædernes sensoriske stimuli bidrager til en bedre følelse af egen krop, og den afslappede følelse af tryghed hjælper til at skabe ro, balance og en bedre søvnkvalitet.

Kontakt vores specialister i sansestimulering for at høre nærmere om mulighederne, brugen og effekten af Balanze dynen.

Balanze kædedyne

Afslapning og bedre søvnkvalitet med ekstra tyngde

Balanze er en tyngde- og taktile dyne med kæder syet ind i kanaler på langs af dynen. Den stimulerer kroppens sensoriske og taktile nerveimpulser.



Kæder i kanaler

Kæderne er indsyet i lange kanaler, så dynens tyngde fordeler sig behageligt og brugeren oplever en afgrænsning af sin krop.

To grader af stimuli

Dynen har to forskellige sider for varierende stimuli. Den ene side er blød og polstret, hvor den anden side er uden polstring, og giver dermed kraftigere stimuli fra kæderne.

Kædefri i top og bund

De yderste 20 cm i dynens top og bund er bløde og er helt fri for kæder. Det giver brugeren ekstra komfort.

Praktisk at håndtere og transportere

Kædedynen foldes eller rulles sammen. Den fylder meget lidt og kan nemt tages med i den medfølgende transporttaske.

Vaskbar

Dynen er vaskbar i en almindelig husholdningsvaskemaskine, ilagt den medfølgende vaskepose.

Yderligere information

Materiale: Tekstil i 100% Oeko-Tex bomuld, stålkæder og fiberfyld.

Tilbehør: Der kan tilkøbes bomuldsbetræk og hygiejnebetræk (anbefales ved fx inkontinens).

Begge typer betræk har lynlås på tre sider, hvilket er praktisk ift. pålægning af betrækket.

Medfølger: Der medfølger en praktisk transporttaske og en vaskepose.

Vask og tørring: Kædedynen kan vaskes i almindelig husholdnings vaskemaskine, ilagt den medfølgende vaskepose. Kan man ikke have hele dynen i maskinen på én gang, deles den med lynlåsen, og hver halvdel vaskes for sig.

Vaskes på skåneprogram ved max. 60 grader. Dynen skal tørre liggende, og tørrer hurtigt.

Balanze dynen fås i flere varianter og vægtkategorier:

Balanze Classic:

Voksen (140 x 200 cm)

4 kg - HMI nr. 128898

6 kg - HMI nr. 128901

8 kg - HMI nr. 128904

10 kg - HMI nr. 128907

12 kg - HMI nr. 128910

14 kg - HMI nr. 128913

Junior (100 x 140 cm)

3 kg - HMI nr. 130465

5 kg - HMI nr. 130468

Balanze Sensitive:

Voksen (140 x 200 cm)

4 kg - HMI nr. 128916

6 kg - HMI nr. 128919

8 kg - HMI nr. 128922

10 kg - HMI nr. 128925

12 kg - HMI nr. 128928

14 kg - HMI nr. 128931

Balanze dynen fås også i størrelse 140 x 220 cm