

Banana Glidebræt

Få en nemmere forflytning

Banana Glidebrættet forenkler forflytningen fra f.eks. seng til køre-/toiletstol, kørestol til stol eller bil mv. samt minimerer hjælpen fra hjælper/plejepersonale.



Banana Glidebræt

- Forenkler forflytning fra seng til køre-/toiletstol, kørestol til stol og kørestol til bil osv.
- Minimerer hjælpen fra hjælper/plejepersonale.
- Afhjælper belastning af ryggen ved forflytning.
- Hjælper med til at gøre forflytning mindre stressende for brugeren.
- Faconen gør det nemmere at placere glidebrættet korrekt i forbindelse med forflytninger.
- Fremstillet af absolut brudsikkert materiale (HDPE), er syre-resistent samt let at rengøre og desinficere.
- Et specielt udviklet anti-skrid sikrer positioneringen på sengen, i kørestolen, i stolen osv.
- Er udviklet i samarbejde med fysio- og ergoterapeuter.

Betræk til Banana Glidebræt

Tekniske data

Small - 21 x 68 cm

HMI nr.: 14903
Varenr.: 944024
Vægt: 1,2 kg.

Medium - 24 x 80 cm

HMI nr.: 31949
Varenr.: 944025
Vægt: 2,6 kg.

Large - 34 x 100 cm

HMI nr.: 31950
Varenr.: 940438
Vægt: 2,9 kg.

Betræk

HMI nr.: 83615
Varenr.: 943420

Brugervægt:

0-130 kg (afstand mellem støttepunkter <30 cm.)

0-180 kg (afstand mellem støttepunkter <20 cm.)

Anvend kortest mulig afstand mellem de 2 forflytningspunkter for optimal sikkerhed for bruger.

Kontakt vores produktspecialister i forflytning for at høre nærmere om produktet.