

Optima Turn

Automatisk vendesystem der kan forbedre repositionering og forebygge tryksår

Optima Turn er en vekseltryksmadras med et automatisk lateral vendesystem, der gør patienthåndteringen mere effektiv, kan forebygge tryksskader samt kan forbedre patientplejen.



Fordelle: Optima Turn optimerer plejepersonalets arbejdsgang og øger sikkerheden under repositionering, hvilket reducerer skader og flaskehalse i forbindelse med sygepleje. Optima Turn gør det også nemmere at repositionere patienterne og øger deres mobilitet med justerbare trykindstillinger baseret på patientens behov.

Flere forskellige terapiindstillinger

Plejepersonalet kan skifte mellem statisk, vekslende og drejerende terapi for at yde fleksibel patientpleje af høj kvalitet i overensstemmelse med patientens restitutionstatus uden at skulle flytte patienten til og fra forskellige madrasser.

Ensartet drejehastighed og -vinkel

Langsom og ensartet drejning sikrer en jævn og behagelig repositionering for patienten. Plejepersonalet kan vælge mellem drejevinkler (10°, 20° og 30°) for at optimere patientens restitution.

Automatisk 30° drejning til siden

To langsgående luftceller pustes op for at opnå 30° repositionering, hvilket aflaster plejepersonalet og nedsætter deres risiko for arbejdsskader. En automatisk funktion understøtter kontinuerlig 30° drejning, hvilket forbedrer overholdelsen af kliniske retningslinjer for repositionering af immobile patienter.

Optimal patientsikkerhed under drejning

De faste luftcellepuder i siden kombineret med sengehesten forhindrer, at patienten glider af madrassen og føler sig fanget, ukomfortabel eller skadet af sengehesten under drejning.

Kontakt vores produktspecialister for at få mere at vide om produktet

Optima Turn

Fordele ved Optima Turn

- Spar plejepersonalets tid.
- Aflaster trykket på b.la. hofterne, korsbenet og hæle
- Giver komfort og stabilitet
- Reducer plejepersonales eksponering for potentiel arbejdsskade fra intensiv patienthåndtering, såsom løft og repositionering af patienter
- Hjælper med at vende patienter og øger deres mobilitet

- Tilpasset trykindstillinger baseret på patientens behov
- Fortsæt trykaflastning under f.eks. transport, hvor der ikke er strøm til rådighed
- Fremmer aktiv restitution med oppustede sider, som giver støtte, sikkerhed og stabilitet



Drejeceller hjælper med at omlægge patienten

Drejeceller hjælper med at dreje og omlægge patienten. Aflaster trykket i området omkring korsbenet og trokanter. Hældning ved hælen letter trykket på knoglefremspringet.

Design med aftagelig base

Den aftagelige base forenkler demontering, rengøring og desinfektion. Dette giver en effektiv arbejdsgang og en langsigtet driftssikkerhed samt reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Sikkerhed for patienten under drejning

Luftpuder i siden holder patienten stabil og komfortabel på madrassen under drejning.

Tilpasset hælaflastning

Der kan tømme individuelle luftceller ved hælene for bl.a. at opretholde nul-tryk hælaflastning



Pumpe

Effektiv, intuitiv og lydsvag pumpe, der kan indstilles med forskellige tidscykluser, vekseltryksfunktioner samt vendefunktioner.

Optima Turn

Modeller:

85x200x13 cm

Varenr.:

HMI nr.:

90x200x13 cm

Varenr.:

HMI nr.:

Pumpedimension:

34,1 x 16,5 x 26 cm

Vægt: 4,5 kg

Pumpehusmateriale:

Brandhæmmende ABS

Forsyningsspænding: 220-240 V / 50 Hz

Driftscyklus: 10 / 15

/ 20 / 25 minutter

Vandafvisende standard:

IP21

Madrastype:

Vekseltryksmadrass

Dimension: 200 x 85 / 90 x 13 cm med 25 cm sidepuder

Cellehøjde: 21 x 13 cm celler

Vægt: 11,4 kg

Betrækmateriale: PU med 4-vejs stræk, polyester-betræk med svejsede sømme

Cellemateriale: TPU

Maksimal patientvægt: 180 kg

Flammehæmning: (EN597-1, EN597-2), RoHS, WEEE