



ZiboCare



### Tekniske data

#### 80x200x14 cm

HMI nr.: 105759

Varenr.: 8020014Basis

#### 83x200x14 cm

HMI nr.: 105758

Varenr.: 8320014Basis

#### 85x200x14 cm

HMI nr.: 112202

Varenr.: 8520014Basis

#### 88x200x14 cm

HMI nr.: 105760

Varenr.: 8820014Basis



## Basis

### Trykafastende standardmadras

Basis er en trykreducerende standardmadras til den forebyggende pleje. Basismadrassen dækker høj risiko eller sårgrad 0-3. Anbefalet brugervægt er 0-150 Kg.

#### Materiale og opbygning

Madrassen har en skumbase i højelastisk skum, som sikrer den nødvendige stabilitet ved mobilisering af patienterne. Basismadrassen er til forebyggelse af tryksår og forsynet med et toplag af trykafastende viscoelastisk specialskum. Madrassen kombinerer dermed to gode egenskaber – høj kvalitet og komfort i den forebyggende pleje.

#### Drejbar for længere levetid

Basismadrassen er lavet som en drejbar skummadrass, så levetiden af skummet kan forlænges yderligere ved brug af et drejeregime.

#### Kvalitetsbetræk

Madrassen leveres med et vandtæt, men åndbart, inkontinensbetræk. Betrækket er forsynet med lynlås på 3 sider, så det er nemt at tage af og vaske. Lynlåsen er dækket med et stort overlap, der forhindrer væske i at trænge ind igennem lynlåsen til skumkernen. Madraskernen er monteret med et stofovertræk (trico), som gør det nemt at tage madrassen ind og ud af betrækket i forbindelse med vask. Tricoen sikrer samtidig, at skumkerne og betræk glider let

mod hinanden uden modstand, så der ikke overføres friktion og shear til brugeren.

#### Nem håndtering

Basismadrassen er nem at håndtere, da den er forsynet med 4 håndtag – 2 i hver side, så man altid kan løfte madrassen ud af sengen, uanset hvad side man står. Håndtagene er tilmed forstærket på indersiden af betrækket, så betrækket får en ekstra lang levetid.

#### Rengøring

Betrækket kan overfladedesinficeres og er derudover vaskbart ved max. 95 grader.

<b>Brugervægt</b>	0-150 kg
<b>Vægtfylde</b>	60 + 40 kg/m <sup>3</sup>
<b>Materiale</b>	Kombination af brandhæmmet HR PUR skum og brandhæmmet fleksibelt PUR-skum.
<b>Madrassvægt</b>	10,3 kg
<b>Praktisk anvendelse</b>	2 håndtag i hver side, lynlås i 3 sider.