



ZiboCare



### Tekniske data

**80x200x14 cm**

HMI nr.: 52222

Varenr.: 10-007040

**85x200x14 cm**

HMI nr.: 54701

Varenr.: 10-007042

**83x200x14 cm**

HMI nr.: 87639

Varenr.: 10-007041

**90x200x14 cm**

HMI nr.: 53092

Varenr.: 10-007186

Kan rekvireres i flere størrelser

## Care

### Trykaflastende og vendbar skummadras

Care er et trykreducerende skumprodukt med høje krav til kvalitet, holdbarhed og den trykreducerende effekt. Care er anbefalet primært til tryksårsforebyggelse op til høj risiko eller sårgrad 3.

#### Materiale og opbygning

Care er med højelastisk koldskum og inkontinensbetræk. Care er opskåret skum på begge sider med forskellige nedskæringsdybder. Madrassen er opdelt i 5 zoner så det svarer til kroppens trykpunkter. Den er desuden forsynet med en bred skumkant, for at sikre en bedre stabilitet ved mobilisering ind og ud af madrassen.

#### Vendbar for længere levetid

Care er lavet som en vendbar skummadras (på begge sider), så levetiden forlænges yderligere ved brug af et vende- og drejeregime. Betræk og madras er tydelig mærket bund og top.

#### Kvalitetsbetræk

Madrassen leveres med et vandtæt, men åndbart, inkontinensbetræk. Betrækket er forsynet med lynlås på 3 sider, så det er nemt at tage af og vaske. Lynlåsen er dækket med et stort overlap, der forhindrer væske i at trænge ind igennem lynlåsen til skumkernen. Madraskernen er monteret med et

stofovertræk (trico), som gør det nemt at tage madrassen ind og ud af betrækket i forbindelse med vask.

Tricoen sikrer samtidig, at skumkerne og betræk glider let mod hinanden uden modstand, så der ikke overføres friktion og shear til brugeren.

#### Nem håndtering

Madrassen er nem at håndtere, da den er forsynet med 4 håndtag – 2 i hver side, så man altid kan løfte madrassen ud af sengen, uanset hvad side man står. Håndtagene er tilmed forstærket på indersiden af betrækket, så betrækket får en ekstra lang levetid.

#### Rengøring

Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

<b>Brugervægt</b>	0-150 kg
<b>Vægtfylde</b>	52 kg/m <sup>3</sup> = høj levetid
<b>Materiale</b>	Madras: Brandhæmmende HR PUR-skum med høj elasticitet Betræk: Åndbart og strækbart
<b>Madrasvægt</b>	11,5 kg
<b>Praktisk anvendelse</b>	Betrækket er udstyret med 4 håndtag, så madrassen er let at håndtere