



ZiboCare

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

36x41x7x7 cm

HMI nr.: 101011

Varenr.: CL1416

41x41x7x7 cm

HMI nr.: 31353

Varenr.: CL1616

41x46x7x7 cm

HMI nr.: 31354

Varenr.: CL1618

41x51x7x7 cm

HMI nr.: 51303

Varenr.: CL1620

46x41x7x7 cm

HMI nr.: 31355

Varenr.: CL1816

46x46x7x7 cm

HMI nr.: 31356

Varenr.: CL1818

46x51x7x7 cm

HMI nr.: 31357

Varenr.: CL1820

51x46x7x7 cm

HMI nr.: 51304

Varenr.: CL2018

51x51x7x7 cm

HMI nr.: 31358

Varenr.: CL2020

51x56x7x7 cm

HMI nr.: 100963

Varenr.: CL2022

56x46x7x7 cm

HMI nr.: 100962

Varenr.: CL2218

56x51x7x7 cm

HMI nr.: 39786

Varenr.: CL2220

56x56x7x7 cm

HMI nr.: 51634

Varenr.: CL2222

61x51x7x7 cm


HMI nr.: 100484

Varenr.: CL2420

61x56x7x7 cm

HMI nr.: 100966

Varenr.: CL2422



Stimulite® Classic pude

Flad siddepude med støttende sider

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til brugere, der har nedsat balance, men selv kan forflytte sig.

Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af Termoplastisk Polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse.

Perfekt siddestilling

Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt

Max 125 kg

Vægt

1,5 kg