



ZiboCare

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

36x41x7x7 cm HMI nr.: 51305 Varenr.: CLSX1416	46x51x7x7 cm HMI nr.: 43547 Varenr.: CLSX1820
41x41x7x7 cm HMI nr.: 39912 Varenr.: CLSX1616	51x41x7x7 cm HMI nr.: 51339 Varenr.: CLSX2016
41x46x7x7 cm HMI nr.: 40627 Varenr.: CLSX1618	51x46x7x7 cm HMI nr.: 51252 Varenr.: CLSX2018
41x51x7x7 cm HMI nr.: 64703 Varenr.: CLSX1620	51x51x7x7 cm HMI nr.: 51253 Varenr.: CLSX2020
46x41x7x7 cm HMI nr.: 49286 Varenr.: CLSX1816	56x46x7x7 cm HMI nr.: 100962 Varenr.: CLSX2218
46x46x7x7 cm HMI nr.: 39913 Varenr.: CLSX1818	56x48x7x7 cm HMI nr.: 100963 Varenr.: CLSX2220



Stimulite® Classic Sensitive pude

Flad siddepude med støttende sider og ekstra blødt top lag

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til brugere med ekstra følsom hud, som har nedsat balance, men som selv kan forflytte sig.

Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse. Det øverste lag er fremstillet af en ekstra blød bikubestruktur, som er rettet mod brugere med følsom hud.

Perfekt siddestilling

Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 125 kg
Vægt	1,6 kg