



ZiboCare

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskår

36x41x5x9x7,6 cm HMI nr.: 51341 Varenr.: CD1416	46x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 31339 Varenr.: CD1820
41x41x5x9x7,6 cm HMI nr.: 31335 Varenr.: CD1616	51x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 38540 Varenr.: CD2018
41x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 31336 Varenr.: CD1618	51x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 31340 Varenr.: CD2020
41x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 41955 Varenr.: CD1620	56x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 64506 Varenr.: CD2218
46x41x5x9x7,6 cm HMI nr.: 31337 Varenr.: CD1816	56x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 50472 Varenr.: CD2220
46x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 31338 Varenr.: CD1818	56x56x5x9x7,6 cm HMI nr.: 100970 Varenr.: CD2222



Stimulite® Contour pude

Anatomisk konturformet siddepude

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales især til patienter med rygmarvsskader eller halvsidigt lammede.

Materiale

Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse.

Anatomisk korrekt

Puden er udformet anatomisk korrekt og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 125 kg
Vægt	1,9 kg