



ZiboCare



### Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde

**41x41x3 cm**

HMI nr.: 42870

Varenr.: SI1616

**46x46x3 cm**

HMI nr.: 37132

Varenr.: SI1818

**41x46x3 cm**

HMI nr.: 40811

Varenr.: SI1618

**46x51x3 cm**

HMI nr.: 53284

Varenr.: SI1820

**46x41x3 cm**


HMI nr.: 86650

Varenr.: SI1816

**51x51x3 cm**

HMI nr.: 101001

Varenr.: SI2020



## Stimulite® Silver pude

### Trykaflastende siddepude

Stimulite Silver er en lav, flad trykaflastende pude til sofa eller hvilestol.

#### Materiale

Puden er fremstillet af 2-lags bikubestruktur. Bikubecellerne forhindrer fremadskridning og yder 100 % ventilation.

#### Anvendelse

Puden kan anvendes i f.eks. hvilestol, hvor der ønskes aflatsning og puden kan tilpasses alle stole. Kræver ingen justering og vedligeholdelse.

#### Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

#### Brugervægt

Max 125 kg

#### Vægt

1,6 kg