



ZiboCare

## Tekniske data

### Junior

**3 Kg | 100x140 cm**

HMI nr.: 55706

Varenr.: KD 600540

**5 Kg | 100x140 cm**

HMI nr.: 69444

Varenr.: KD 600541

### Voksen

**4 Kg | 140x200 cm**

HMI nr.: 55701

Varenr.: KD 600510

**6 Kg | 140x200 cm**

HMI nr.: 79275

Varenr.: KD 600537

**8 Kg | 140x200 cm**

HMI nr.: 55703

Varenr.: KD 600530

**10 Kg | 140x200 cm**

HMI nr.: 55704

Varenr.: KD 600535

**12 Kg | 140x200 cm**

HMI nr.: 73036

Varenr.: KD 600536

**14 Kg | 140x200 cm**

HMI nr.: 100896

Varenr.: KD600561

*Kædedyne® er CE-mærket. Patenteret. Kædedyne® produceres i Sverige af Somna og Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.*



# Kædedyne®

## Beroligende og kropsafgrænsende sansestimuli

Kædedynen er en sansestimulerende tyngdedyne, syet i lange kanaler, hvori der ligger kæder. Kæderne stimulerer til ro, tryghed og kropsafgrænsning. Dermed opnås hurtigere indsovning og færre opvågninger. Kæderne er fastgjorte i kanalernes ender, hvilket gør dynen lydløs ved brug. Kædedynen er åndbar og håndtérbar og findes i adskillige varianter. Kæderne er coated stål og tekstilmaterialet er Trevira; brand- og flammehæmmende. Kædedynens smalle kanaler gør, at dynen falder tæt omkring kroppen.

### Vendbar for forskellige grader af stimuli

Da den ene side er mere polstret end den anden, giver det brugeren mulighed for to forskellige grader af taktile og proprioceptive stimuli i én og samme dyne.

### Kædedyne® Sensitive – ekstra polstret

Ønsker man en blødere kædedyne, med større forskel på de to sider end i denne variant, anbefales kædedyne® Sensitive. Den har dobbelt så meget polstring på kædedynens polstrede side, sammenlignet med den almindelige Kædedyne®.

### Anvendelsesmuligheder

- Søvnproblemer – f.eks. forårsaget af stress
- Psykiske lidelser – f.eks. depression, angst, skizofreni, spiseforstyrrelser
- Neurologiske lidelser – f.eks. demenssygdomme

- Udviklingsforstyrrelser – f.eks. autisme, Aspergers syndrom
- Opmærksomhedsforstyrrelser – f.eks. ADHD, ADD

### Vaskeanvisning

Kædedynen kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60 grader på skåneprogram, ilagt den medfølgende vaskepose. De tungeste varianter er delbare. Der kan købes hygiejnebetræk, som kan vaskes ved 90 grader.

### Leveres med både vaskepose og transporttaske.

*Ved anvendelse til suicidale og retsanbragte patienter, kan ekstra sikret variant af kædedyne anvendes.*

### Tilbehør

**Hygiejnebetræk  
m/ lynlås på 3 sider**

**Junior**  
HMI nr.: 81534  
Varenr.: KD 700411

**Voksen**  
HMI nr.: 81535  
Varenr.: KD 600410

**Bomuldsbetræk  
m/ lynlås på 3 sider**

**Voksen**  
Varenr.: KD 600466