



ZiboCare



### Tekniske data

#### Voksen

L | 100x90 cm

HMI nr.: 80061

Varenr.: Traum003

XL | 120x98cm

HMI nr.: 80062

Varenr.: Traum004

XXL | 130x130 cm

HMI nr.: 80063

Varenr.: Traum005

XXL XL | 152x152 kg

HMI nr.: 80065

Varenr.: Traum006



## Traumschwinger

### Hængekøje/-stol i lækkert design med unikke funktioner

Traumschwingeren består af økologisk bomuld og smukt forarbejdet tysk egetræ. Den særlige elasticitet i bomulds-trådenes vævning gør, at Traumschwingeren pakker brugeren trygt ind. Samtidig støttes brugeren til en optimal siddestilling, hvor der ikke sker belastning af ryg og lænd. Siderne afskærmer brugeren for stimuli udefra og skaber et rum, hvori brugeren kan stimuleres. Arousalniveauet kan dæmpes eller øges, afhængigt af anvendelse og behov.

#### Unikt og enkelt system

Traumschwingeren er ét-punktsophængt og giver dermed brugeren mulighed for en total vestibulær stimulation.

Det unikke og helt enkle hejsesystem gør, at indstignings-højden kan reguleres. Hermed kan en Traumschwinger anvendes både med og uden gulvkontakt og af brugere med forskellige behov.

#### Anvendelse

Anvendes både til almindelig afslapning samt til brugere med særlige behov, i institutioner, på plejecentre, i stuen, haven, skolen mv.

#### Bredt udvalg

Traumschwingeren fås i seks forskellige størrelser. De største modeller kan anvendes af flere brugere samtidig. Konstruktionen gør det let at hænge Traumschwingeren op af en væg/ind til siden, så den kun fylder i rummet, når den er i brug.

Variant	Målgruppe	Belastning	Ophængshøjde
Voksen L	10 år og opefter	max 150 kg	1,80 m
Voksen XL	10 år og opefter +1 ekstra	max 150 kg	2,00 m
Voksen XXL	Voksne, store unge	max 150 kg	2,20 m
Voksen XXL XL	Voksne m/børn, store voksne, flere børn	max 150 kg	2,40 m