

Sicuro Tera

Hygiejnisk hospitalsseng med tilt og flere digitale funktioner

Med sine fleksible indstillinger imødekommer Sicuro Tera de mange krav fra en intensivafdeling. Sengen er desuden optimeret til vaskehal, og sikrer dermed en optimal hygiejne på afdelingerne.



Fleksible indstillinger

Højden kan justeres op for at tilgodese et bedre arbejdsmiljø, mens hovedgærdet kan indstilles til en behagelig siddeposition.



Integrerede sengeheste

Sengeheste er i sengens fulde længde, så de yder patienten maksimal beskyttelse.

Let og intuitiv betjening

Nem indstilling af sengens forskellige positioner med fodpedalen og det intuitive betjeningspanel på siden af sengen.

Vendefunktion

Sengen kan tiltes op til 25° til hver side med et mellemstop ved 10° til mobilisering af patienten. Fodpedalen gør det muligt for personalet at bruge begge hænder til at positionere patienten.

Færre forflytninger

Med sengens røntgenkasette til røntgenpladen skal personalet ikke bruge unødvendig tid og ressourcer på at flytte patienten.

Optimeret til vaskehal

Sengen sikrer en optimal hygiejne, da den kan rengøres i automatiske vaskesystemer.

Hospitalsseng til intensivafdelingen

Udviklet til intensiv brug

Sicuro Tera er en driftssikker seng, som er designet til intensiv brug. Sengens femte hjul gør den ekstra nem at manøvrere og den har en høj lasteevne. Sengen er praktisk i forhold til rengøring, og den kan gå i vaskehal.

Funktionel og fleksibel seng

Sicuro Tera kan tilte lateralt i begge retninger, og der er mulighed for at indstille sengen til både Trendelenburg- og komforposition. Med sit højdejusteringsområde fra 47 til 83 cm kan sengen altid bringes til en ergonomisk position.

Trendelenburg position: 16°

Anti-Trendelenburg position: 18°

Ryglænets vinkel: 70°

Knæ-knæk vinkel: 40°

Lateral tilt: 25°

Kompensation af ryglængde: 10 cm

Brugergruppe: Ca. 220-250 kg

Ydre mål: 103,8 x 218,6 cm

Madras mål: 90 x 200 cm

Opdeling af madrasbase: 83 - 15 - 33 - 53 cm

Max. lasteevne: 260 kg

Produktvægt: Ca. 208 kg

Højdejustering: 47-83 cm

Højde på sengehest: Ca. 40 cm

Frihøjde på chassiset: Ca. 6 cm

Rengøring: IPX6W

Udstyr og tekniske data

Udstyr og valgmuligheder	
Udvendige sengemål	103,8 x 218,6 cm
Sengehest	Protega
Hoved- og fodgærde	
Rondo, aftagelig	X
Stelo, aftagelig	O
Farve på stel	Crystal White NCS S00500N
Dekontaminering, beskyttelsesgrad	IPX6W
Madrasbasen	90 x 200 cm
PP hygiejne madrasbase	X
Fenderhjul	
4 plastik, alle sider	X
2 universal i hovedenden, 2 plastik i fodenden	O
Hjul	
Ø150 mm hjul m. lukket hjulleje	X
Ø150 mm dobbelthjul m. lukket hjulleje	O
Ø150 mm dobbelthjul m. lukket hjulleje, lavt design	O
5. hjul - Ø125 mm	O
Retningsposition på hjul	
Hovedende, højre	X
Bremsepedal	
2 x bremsepedal m. farvemarkering	O
4 x bremsepedal m. farvemarketing	O

Betjeningsenheder	
Integreret betjeningspanel + kontrolboks	X
Integreret betjeningspanel, kontrol- boks + 1 LCD håndbetjening	O
Integreret betjeningspanel, kontrol- boks + 2 LCD håndbetjening	O
Yderligere funktioner	
6 standard glideskinner i siderne + 1 i hovedenden	X
Glideskinne i fodenden	O
Glideskinner på ryglæn	O
Linnedholder	X
Sengeforlænger	X
Vinkelindikator	X

Ekstraudstyr	
Bremsesignal	O
Fodpedal med to justeringer	O
Belysning under sengen	X
Genopladeligt batteri	Lithium-ion batteri

X = Standard
O = Tilkøb

Sicuro Tera

Udstyrsoversigt

Illustrationen viser et eksempel på, hvordan du kan tilføje dit medicinske udstyr til sengen ved at bruge glideskinnerne, hoved- og fodgærdet samt sengehestene.

