

Materiale liste på Zibo Showerbuddy Tilt



Materialer:

Stel: Pulverlakeret hærdet aluminium

Sæde: Polyurethan

Armlæn: Polyurethan

Hovedstøtte: Polyurethan

Ryglæn: Polyester

Hofte og fodbælte: Polyester + velcro

Fodstøtte: Polyurethan

Bækken: Høj densitet polyethylen

Strålediagent: Høj densitet polyethylen

Hjul: polyamid/TPE, låsbare, kugleleje



Rengøring af Zibo Showerbuddy Tilt



1. Kontroller regelmæssigt alle dele af stolen for mangler. Enhver defekt del skal fjernes omgående.
2. Rengør sædet med en fugtig klud og en mild rengøringsmiddel.
3. Rengør produktet med et rengøringsmiddel uden opløsningsmiddel og med pH-værdi 5-9 eller med 70% desinfektionssprit.

NB: Kan tåle vaskehal med 85 grader i intervaller på 3 min af gangen.

